


thermoflexi miniland

BABY



ESP

1. Sonda 2. Pantalla LCD 3. Botón de encendido/apagado 4. Tapa del compartimento de la pila

2. Características técnicas

2.1 Rango de medición - Grados Celsius de 32.0°C a 42.9°C / Grados Fahrenheit de 89.6°F a 109.2°F

2.2 Precisión

Precisión	Rango de medición	Precisión	Rango de medición
±0.1°C	de 35.0°C a 42.0°C	±0.2°F	de 95.0°F a 107.6°F
±0.2°C	rango restante	±0.3°F	rango restante

temperatura ambiente normal 22 °C (71.6 °F)

2.3 Pantalla con mediciones en grados Celsius y Fahrenheit (ajustado y configurado en fábrica)

2.4 1 pila de botón, del tipo 1.5V, LR41 o similar

2.5 Vida de la batería: aproximadamente 250 horas de uso continuo

2.6 Vida útil: 3 años

2.7 Temperatura de almacenamiento: -10°C a 40°C (14°F a 104°F). Humedad: 30% a 90%

2.8 Temperatura de servicio: 10°C a 35°C (50°F a 95°F). Humedad: 40% a 80%

3. Modo de empleo

3.1 Asegúrese de que el termómetro esté apagado antes de tomar la temperatura.

3.2 Presione el botón de encendido. Oirá una corta señal sonora y se encenderán todos los símbolos durante un segundo para asegurarse de que todas las partes de la pantalla LCD funcionan correctamente.

A continuación, aparecerá la última medición en la pantalla durante aproximadamente 2 segundos.

Finalmente, aparecerá el símbolo parpadeante °C o °F para indicar que el termómetro está listo para tomar la temperatura corporal.

3.3 Durante la medición la pantalla LCD mostrará "Lo °C" o "Lo °F" si la temperatura medida es inferior a 32.0°C (69.6°F), o mostrará "Hi °C" o "Hi °F" si la temperatura medida es superior a 43.0°C (109.4°F).

3.4 Cuando el sensor de medición alcance su equilibrio térmico máximo, el símbolo °C (°F) dejará de parpadear y el termómetro emitirá una señal sonora 10 veces. Ya puede leer la temperatura, la cual no cambiará cuando quite el termómetro de la zona en la que ha tomado la temperatura.

3.5 Si la temperatura que marca es superior a 37.8°C (100°F), la señal sonora que le advierte en caso de fiebre sonará ininterrumpidamente durante 10 segundos.

3.6 Tras la medición, apague la unidad presionando el botón de encendido/apagado. Si está encendida, la "función de apagado automático" se activará en aproximadamente 9 minutos con el fin de ahorrar energía.

Cuando vaya a realizar más de una medición, comience cada operación desde el principio.

4. Reemplazo de la pila

Cuando aparece el símbolo "■" parpadeante, significa que la pila debe reemplazarse.

4.1 Retire la tapa del compartimento de la pila deslizándola hacia el exterior.

4.2 Retire la pila con una sonda no metálica.

4.3 Reemplácela por una pila alcalina LR41 o similar.

4.4 Asegúrese de que el terminal positivo "+" de la pila quede situado hacia arriba.

4.5 Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la pila cuidadosamente.

4.6 Deshágase adecuadamente de la pila usada y manténgala fuera del alcance de los niños.

5. Métodos de medición

Cuando sea la temperatura corporal, hágalo siempre en el mismo lugar y a la misma hora. Sea cual sea el método utilizado, se recomienda no comer, no beber, no practicar deporte, no tomar baños o duchas y no fumar durante los 15 minutos previos a la medición.

USO RECTAL

Comúnmente se emplea en bebés, niños pequeños o cuando resulta difícil tomar la temperatura oral o axilar. 1. Cubra la punta del termómetro con una funda y aplíquela a la sonda un lubricante hidrosoluble para una mejor inserción. No utilice vaselina.

2. Inserte suavemente la punta del termómetro en el recto, no más de 1.3 cm ó 0.5 pulgadas. Detégase si observa resistencia. Sujete el termómetro mientras mida.

3. Al alcanzar la temperatura máxima (normalmente 10-15 segundos), el termómetro emitirá 4 señales sonoras y el símbolo °C (°F) dejará de parpadear. Ya puede leer la temperatura, la cual no cambiará cuando quite el termómetro de la zona en la que ha tomado la temperatura, en este caso la zona rectal. Recuerde que este método produce una temperatura de 0.5-1°C superior a la temperatura tomada de forma oral.

USO ORAL

1. Cubra la punta del termómetro con una funda.

2. Coloque la punta de la sonda bien debajo de la lengua. Deberá mantener la boca cerrada durante la medición de la temperatura para asegurar un resultado preciso.

Tenga precaución en no morder el termómetro.

3. Cuando se alcance la temperatura máxima (15-25 segundos), el termómetro emitirá 4 señales sonoras y el símbolo °C (°F) dejará de parpadear. Ya puede leer la temperatura, la cual no cambiará cuando quite el termómetro de la zona en la que haya tomado la temperatura, en este caso la boca.

USO AXILAR

Este método utilizado para bebés y niños pequeños es menos preciso y más lento.

1. Limpie la axila con una toalla seca.

2. Cuando se alcance la temperatura máxima (normalmente 30 segundos, aunque a veces más), el termómetro emitirá 4 señales sonoras y el símbolo °C (°F) dejará de parpadear. Ya puede leer la temperatura, la cual no cambiará cuando quite el termómetro de la zona en la que ha tomado la temperatura, en este caso la zona axilar. Recuerde que este método produce una temperatura de 1°C inferior a la temperatura tomada de forma oral.

3. Si mide la temperatura de forma continua durante 10 minutos e ignora la señal sonora conseguirá la temperatura similar a la tomada oralmente.

6. Limpiar y desinfectar

6.1 Antes y después de cada uso, limpie la sonda del termómetro con alcohol de farmacia (70% alcohol isopropílico).

6.2 Cuando tome la temperatura de forma reiterada, se recomienda la utilización de una funda para la sonda, que no se reutilizará.

7. Advertencias

7.1 Tragarse una pila puede resultar mortal.

7.2 No cargue la pila.

7.3 No tire nunca la pila al fuego, ya que puede explotar.

7.4 No deje caer el termómetro puesto que se puede dañar.

7.5 No intente esterilizarlo con calor. No lo ponga a hervir.

7.6 No exponga la unidad a la luz solar directa ni a altas temperaturas.

7.7 No lo doble, lo muerda o lo estire.

7.8 No intente desarmar el termómetro salvo para reemplazar la pila.

7.9 La lectura de la medición será probablemente incorrecta cuando la temperatura corporal sea inferior a la temperatura ambiente.

SÍMBOLOS NORMALIZADOS

• Atención: Lea las instruccões operacionais de utilização!

• Pieza aplicada de tipo BF

• Eliminación de acuerdo con la Directiva 2002/96/EC (WEEE)

• Cumple con el Real Decreto 1591/2009, por el que se regulan los productos sanitarios. El aparato cumple con la Directiva Europea para aparatos de uso médico (93/42/EEC) modificada en virtud de la directiva 2007/47/EC. Organismo certificador 0434: Det Norske Veritas Certification AS

• Código de lote

• Número de serie

• Nombre y dirección del fabricante

• Representante europeo autorizado

POR

1. Sonda 2. Monitor de cristais líquidos (LCD) 3. Interruptor 4. Tampa do compartimento da pilha

2. Características técnicas

2.1 Escala de medición - Em graus Celsius de 32.0°C a 42.9°C / Em graus Fahrenheit de 89.6°F a 109.2°F

2.2 Precisión

Precisión	Escala de medición	Precisión	Escala de medición
±0.1°C	de 35.0°C a 42.0°C	±0.2°F	de 95.0°F a 107.6°F
±0.2°C	categoria restante	±0.3°F	categoria restante

temperatura ambiente normal 22 °C (71.6 °F)

2.3 Monitor com medições em graus Celsius e Fahrenheit (ajustado e configurado na fábrica)

2.4 1 pilha-botão, tipo 1.5V, LR41 ou similar

2.5 Vida da bateria: aproximadamente 250 horas de utilização contínua

2.6 Vida útil: 3 anos

2.7 Temperatura de armazenamento: -10°C a 40°C (14°F a 104°F). Humidade: 30% a 90%

2.8 Temperatura de serviço: 10°C a 35°C (50°F a 95°F). Humidade: 40% a 80%

3. Instruções de funcionamento

3.1 Assegure-se que o termômetro está apagado antes de medir a temperatura.

3.2 Press the power button. A short "Bi" signal will be heard, all the symbols will be turned on for one second to ensure all parts of the LCD is functioning properly, and then the last measurement data will be shown on the display for about 2 seconds. Finally, the flashing symbol °C or °F will appear to indicate that the thermometer is ready to measure the body temperature.

3.3 During the measurement the LCD will display "Lo °C" or "Lo °F" if the measured temperature is below 32.0°C (69.6°F), or will display "Hi °C" or "Hi °F" if the measured temperature is above 43.0°C (109.4°F).

3.4 When the probe tip reaches its thermal equilibrium or peak, °C (or °F) symbol stops flashing and the beeper will sound 10 times. The temperature is now ready to read and will not change when the thermometer is removed.

3.5 If the measured temperature is higher than 37.8°C (100°F), the fever warning function will make the beeper sound fleetly for about 10 seconds.

3.6 After measuring, turn off the unit by pressing the power button. If the power is left on, the "automatic shut-off function" will activate in approx. 9 minutes to save power. In continuous measurement, start each operation again from the beginning.

4. How to Operate

When the battery flag "■" appears and blinks, the battery needs to be replaced.

4.1 Remove the battery cover by pulling it out.

4.2 Remove battery with a non-metal probe.

4.3 Replace with an alkaline LR41 battery or similar.

4.4 Make sure the positive side (+) facing up.

4.5 Close the cover securely.

4.6 Carefully discard the used battery and keep it out of children's reach.

5. Methods of use

When measuring your body temperature, always measure it at the same place of your body and at the same time.

Whichever method is used, it is recommended that for 15 minutes prior to use, avoid eating or drinking any liquids, exercising, taking showers or baths, or smoking.

RECTAL USE

Commonly used for babies, young children, or when it is difficult to take an Oral or Axillary temperature.

1. Cover the thermometer's tip with a probe cover and lubricate with a water-soluble jelly for easier insertion. Do not use a petroleum jelly.

2. Gently insert the tip of the thermometer NO MORE THAN 1/2 inch into the rectum. If you detect resistance, stop. Hold the thermometer in place during measurement.

3. When the peak temperature is reached (usually 10-15 seconds), 4 beep signals will sound and the °C (or °F) sign will stop flashing. The temperature is now ready to read and will not change when the thermometer is removed. Remember that this method produces a temperature about 0.5-1°C higher than a temperature taken orally.

6. Métodos de medición

Deve medir a temperatura corporal sempre no mesmo lugar e à mesma hora. Qualquer que seja o método utilizado, se aconselha não comer, não beber, não praticar desporto, não tomar banho ou ducha e não fumar durante os 15 minutos que precedem a medição.

UTILIZAÇÃO RECTAL

Geralmente usado em bebés, em meninos ou quando é difícil medir a temperatura oral ou axilar.

1. Cobre a ponta do termômetro com uma capa e aplique na sonda (ponto do termômetro coberto com a capa) um lubrificante hidrosolúvel, para uma introdução melhor. Não utilize vaselina.

2. Introduza suavemente a sonda no recto, não mais que 1.3 cm ou 0.5 polegadas. Deve parar se observa resistência. Mantenha firmemente o termômetro enquanto mide.

3. Quando for atingida a temperatura máxima (normalmente 10-15 segundos), o termômetro emitirá 4 sinais sonoros e o ícone °C (ou °F) cessará de parpadejar. Já pode ler a temperatura que não mudará se afasta o termômetro da zona em que mediu, neste caso a zona rectal. Não se esqueça: este método produz uma temperatura de 0.5-1°C superior à temperatura medida oralmente.

5. Métodos de medición

Deve medir a temperatura corporal sempre no mesmo lugar e à mesma hora. Qualquer que seja o método utilizado, se aconselha não comer, não beber, não praticar desporto, não tomar banho ou ducha e não fumar durante os 15 minutos que precedem a medição.

UTILIZACIÓN RECTAL

Método corriente para los bebés, los jóvenes y los niños o cuando es difícil utilizar la medida de recto.

1. Cubra la punta del termómetro con una funda.

2. Place the probe tip well under the tongue. The mouth should remain closed during the measurement to ensure an accurate reading. Be careful not to bite the thermometer.

3. When the peak temperature is reached (15-25 seconds), 4 beep signals will sound and the °C (or °F) sign will stop flashing. The temperature is now ready to read and will not change when the thermometer is removed. Remember that this method produces a temperature about 0.5-1°C lower than a temperature taken orally.

6. Utilización de la axila

Este método, utilizado en bebés y meninos, es menos exacto y más lento.

1. Wipe the underarm with a towel.

2. Cover the thermometer's tip with a probe cover. Place the probe tip well under the underarm.

When the peak temperature is reached (usually 30 seconds but sometimes longer for this method), 4 beep signals will sound and the °C (or °F) sign will stop flashing. The temperature is now ready to read and will not change when the thermometer is removed.

3. To continuously

3. Inbetriebnahme

1. Stellen Sie sicher, dass das Thermometer vor der Temperaturmessung ausgeschaltet ist.
2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Es wird ein „Bi“-Signalton ertönen. Alle Zeichen blinken während einer Sekunde um zu gewährleisten, dass alle Teile des LCD-Anzeige richtig funktionieren. Dann wird der Meßwert der letzten Messung während 2 Sekunden im Anzeigefenster angezeigt. Anschließend blinkt das C° oder F° Zeichen, um zu zeigen, dass das Thermometer bereit zur Messung der Körpertemperatur ist.
3. Während der Messung erscheint auf dem Display „Lo °C“ oder „Lo °F“, wenn die gemessene Temperatur unter 32.0°C (89.6°F) ist, oder es erscheint „Hi °C“ oder „Hi°F“, wenn die gemessene Temperatur über 43.0°C(109.4°F) ist.
4. Wenn der Mass-Sensor das Thermalgleichgewicht oder den Temperaturhöchstwert erreicht, das C°- (oder F°) Zeichen nicht mehr blinkt und 10 Signaltöne ertönen. Das bedeutet, dass die Temperatur bereit zum Ablesen ist. Nach der Messung wird bis zum Ausschalten des Thermometers der Temperaturhöchstwert im Anzeigefenster angezeigt.
5. Falls die Temperatur höher als 37.8°C (100°F) wäre, würde die Fieberwarnfunktion während ungefähr vier Sekunden unaufhörlich ertönen.
6. Nach der Temperaturmessung drücken Sie die Ein-/Aus-Taste um das Thermometer auszuschalten. Falls die „Automatik-Ausschaltungsfunktion“ eingeschaltet ist, wird sie in ungefähr 9 Sekunden aktiviert, um Energie zu sparen. Wenn Sie weitere Messungen durchführen, fangen Sie wieder von Anfang an.

4. Batteriewechsel

- Wenn die Anzeige „■“ im Anzeigefenster erscheint und blinkt, sollten Sie die Batterien durch neue ersetzen.
1. Ziehen Sie die Batteriedeckel ab, um die leeren Batterien zu entnehmen.
 2. Entfernen Sie die Batterien mit einer nichtmetallenen Spitzte.
 3. Ersetzen Sie sie durch eine Alkalibatterie LR41 oder ähnliche.
 4. Achten Sie beim Einlegen der Batterien darauf, dass die positive Seite, (+)Zeichen, nach oben liegt.
 5. Schließen Sie den Batteriedeckel sicher.
 6. Entsorgen Sie die gebrauchten Batterien und bewahren Sie sie außer Reichweite von Kindern auf.

5. Messarten

- Wenn Sie die Körpertemperatur messen, messen Sie sie immer an gleicher Stelle des Körpers und um die gleiche Uhrzeit. 15 Minuten vor Temperaturmessung sollten Sie nichts essen und keine Flüssigkeit trinken, kein Sport treiben, nicht duschen und baden und nicht rauchen.

REKTAL

- Diese Messmethode eignet sich besonders für Säuglinge und Kleinkinder, auch wenn es schwer wird, die Temperatur mit einer Oral- oder Axillarmethode zu messen.
1. Bedecken Sie die Thermometerspitze mit einer Hülle und für eine bessere Einführung wenden Sie für den Mass-Sensor ein wasserlösliches Gleitmittel an. Verwenden Sie Vaseline.
 2. Führen Sie die Temperaturspitze NICHT WEITER ALS ½ INCH vorsichtig in den After ein. Falls Sie Wiederstand spüren, stoppen Sie. Halten Sie das Thermometer an der Stelle während der Messung.
 3. Wenn der Temperaturhöchstwert erreicht wird (normalerweise 10-15 Sekunden), ertönen 4 Signale und das C°- (oder F°)-Zeichen hört auf zu blitzen. Dann können Sie schon die Temperatur lesen und sie wird sich nicht verändern, wenn Sie das Thermometer aus dem After entfernen. Achten Sie darauf, dass die Rektalmethode einen Temperaturwert über 0.5-1°C höher als die Oralmethode liefert.

ORAL

1. Bedecken Sie die Thermometerspitze mit einer Hülle.
2. Schieben Sie den Termometerfühler richtig unter die Zunge. Um ein genaues Messergebnis zu gewährleisten, schließen Sie den Mund während der Temperaturmessung. Beißen Sie auf nichts das Thermometer.
3. Wenn der Temperaturhöchstwert erreicht wird (15 ~25 Sekunden), ertönen 4 Signale und das C°- (oder F°)-Symbol hört auf zu blitzen. Dann können Sie die Temperatur lesen und sie wird sich nicht verändern, wenn Sie das Thermometer aus dem Mund entfernen. Achten Sie darauf, dass die Thermometer entfernt wird.

AZILLAR

- Diese Messmethode eignet sich besonders für Säuglinge und Kleinkinder, sie ist aber ungenauer und dauert länger.
1. Wischen Sie die Achselfalte mit einem Tuch ab.
 2. Wenn der Temperaturhöchstwert erreicht wird (normalerweise 30 Sekunden, manchmal länger mit dieser Methode) ertönen 4 Signale und das C°- (oder F°)-Zeichen hört auf zu blitzen. Dann können Sie die Temperatur lesen und sie wird sich nicht verändern, wenn das Thermometer entfernt wird. Achten Sie darauf, dass diese Methode eine Temperatur über 1°C niedriger als die Oralmethode liefert.
 3. Wenn die Temperaturmessung 10 ununterbrochene Minuten dauert und Sie das akustische Signal ignorieren, wird die gleiche Temperatur geliefert wie die Temperatur, die die Oralmethode liefern würde.

6. Reinigung des Thermometers

1. Reinigen Sie die Thermometerspitze vor und nach jeder Anwendung. Verwenden Sie medizinischen Alkohol (70% Isopropylalkohol).
2. Falls Sie die Temperatur häufig messen, verwenden Sie eine Hülle. Die Hülle für weitere Messungen nicht verwenden.

7. Hinweise

1. Eine Batterie zu schlucken kann tödlich sein.
2. Laden Sie die Batterie nicht auf.
3. Die Batterie nicht ins Feuer werfen, denn sie könnte dabei explodieren.
4. Das Thermometer nicht fallen lassen. Es ist nicht stoßfest.
5. Entklemmen Sie das Thermometer nicht, weder mit Hitze noch durch Auskochen nicht.
6. Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen und direkter Sonneninstrahlung.
7. Thermometer nicht biegen und darauf beißen, auch nicht daran ziehen.
- 7.8. Auper für Batteriewechsel, bauen Sie das Thermometer nicht aus.

NORM-SYMBOLE

- Achtung: Lesen Sie die Betriebsanleitung vor der Nutzung aufmerksam durch!
- Anwendungsteil vom Typ BF
- Entsorgung entspricht der Richtlinie 2002/96/EC (WEEE)
- Entspricht der Europäischen Richtlinie für medizinische Geräte (93/42/EEC), ergänzt durch die Richtlinie 2007/47/EC Anforderungen. Gemeldete Stelle 0434: Det Norske Veritas Certification AS
- Chargen-Code
- Seriennummer
- Name und Adresse des Herstellers.
- Autorisierter Repräsentant in der Europäischen Union

ITA

1. Sonda 2. Display a cristalli liquidi LCD 3. Pulsante d'accensione /spegnimento 4. Coperchio della batteria
2. Specifiche tecniche

2.1 Campo di misura - Gradi Celsius 32.0°C - 42.9°C / Gradi Fahrenheit 89.6°F - 109.2°F

2.2 Precisione

Precisione	Campo di misura	Precisione	Campo di misura
±0.1°C	35.0°C a 42.0°C	±0.2°F	95.0°F a 107.6°F
±0.2°C	range basato	±0.3°F	range basato

temperatura ambiente standard 22 °C (71.6 °F)

2.3 Valori sul Display in gradi Celsius °C oppure in gradi Fahrenheit °F (configurazione di fabbrica)

2.4 Una batteria a pastiglia da 1.5V, tipo LR41 o equivalente

2.5 Autonomia della batteria: circa 250 ore di uso continuo

2.6 Durata di vita: 3 anni

2.7 Temperatura di conservazione: -10°C a 40°C (14°F a 104°F). Umidità: 30% a 90%

2.8 Temperatura d'esercizio: 10°C a 35°C (50°F a 95°F). Umidità: 40% a 80%

3. Funzionamento

3.1 Assicurarsi che il termometro è spento prima di usarlo.

3.2 Premere il pulsante d'accensione/spegnimento. Ascolterai un breve segnale sonoro, tutti i simboli

funzione si accendono sul display per un secondo per assicurare il buon funzionamento di tutti i segmenti di misurazione viene visualizzata sul display per due secondi. Finalmente, il simbolo °C oppure °F lampeggiante appare per indicare che il termometro è pronto per la misurazione della temperatura corporea.

3.3 Durante la misurazione, lo schermo LCD indicherà Lo °C o Lo °F - se la temperatura rilevata è inferiore a 32°C (89.6°F) o indicherà Hi °C o Hi°F - se la temperatura rilevata è superiore a 43°C (109.4°F).

3.4 Quando la sonda raggiunge il suo equilibrio termico o massimo, il simbolo °C oppure °F ferma di lampeggiare e il beeper sonarà 10 volte. La temperatura è pronta alla lettura e non cambia dopo aver rimosso il termometro.

3.5 Quando il termometro emette segnali acustici e consecutivi per 10 secondi significa che la temperatura registrata supera i 37.8°C (100°F) e quindi la segnale di febbre indica che il soggetto presenta febbre.

3.6 Quando la misurazione ha finalizzato, spegnere l'apparecchio premendo il pulsante d'accensione/spegnimento. Se non si preme questo pulsante, la "funzione di spegnimento automatico" sarà attivata dopo circa 9 minuti di non utilizzo per risparmiare energia. Per continuare misurando, cominciare sempre ogni volta dal principio.

4. Sostituzione della batteria

Quando il simbolo „■“ appare e lampeggia, è necessario sostituire la batteria.

4.1 Far scorrere il coperchio della batteria.

4.2 togliere la batteria con una sonda non metallica.

4.3 Sostituire con una nuova batteria LR41 alcalina o equivalente.

4.4 Fare attenzione alla polarità. Il polo positivo (+) deve essere rivolto verso l'alto.

4.5 Richiudere il coperchio della batteria.

4.6 Scartare con cura la batteria usata e tenere fuori dalla portata dei bambini.

5. Metodi

Misurare la temperatura sempre nello stesso posto e alla stessa ora. È raccomandabile non mangiare, non bere, non fare esercizi, non fare bagno o doccia e non fumare durante 15 minuti prima di usarlo.

USO RETTALE

Comunemente utilizzato per neonati, bambini, o quando è difficile prendere la temperatura ascellare oppure orale.

1. Coprire la punta del termometro con un copri-sonda e lubrificare la sonda con una soluzione gelatinosa idrosolubile per una migliore inserzione. Non usare vasellina.
2. Inserire la sonda nel retto con cura non più di 1,3 cm oppure 0,5 pollici. Se si osserva resistenza, fermare. Sostenere il termometro durante la misurazione.
3. Quando si raggiunge la temperatura massima (normalmente 10-15 secondi), il termometro emetterà 4 segnali sonori e il simbolo °C oppure °F ferma di lampeggiare. La temperatura è pronta alla lettura e non cambia dopo aver rimosso il termometro. Ricorda che questo metodo produce una temperatura di 0.5-1°C superiore alla temperatura misurata di forma orale.

USO ORALE

1. Coprire la punta del termometro con un copri-sonda.
2. Posizionare la sonda bene sotto la lingua. La bocca deve essere chiusa durante la misurazione allo scopo di assicurare una lettura accurata. Attenzione di non mordere il termometro.
3. Quando si raggiunge la temperatura massima (15-25 secondi), il termometro emetterà 4 segnali sonori e il simbolo °C oppure °F ferma di lampeggiare. La temperatura è pronta alla lettura e non cambia dopo aver rimosso il termometro.

USO ASCELLARE

- Questo metodo utilizzato per i neonati e bambini è meno preciso e più lento.
1. Asciugare l'ascella con un asciugamano.
 2. Quando si raggiunge la temperatura massima (normalmente 30 secondi però a volte più), il termometro emetterà 4 segnali sonori e il simbolo °C oppure °F ferma di lampeggiare. La temperatura è pronta alla lettura e non cambia dopo aver rimosso il termometro.
 3. Lasciare il termometro durante 10 minuti sotto l'ascella e ignorare il segnale sonoro per ottenerne la temperatura simile alla temperatura orale.

6. Pulizia e Manutenzione

1. Pulire la sonda del termometro prima e dopo ogni uso sterilizzandolo con alcool medicale (70% alcool isopropilico).
2. Per fare misurazioni continue, è raccomandabile utilizzare per ogni misurazione un nuovo ed inutilizzato copri-sonda.

7. Precauzioni

1. Inghiottire una batteria può essere fatale.
2. Non caricare la batteria.
3. Non gettare la batteria nel fuoco perché può scoppiare.
4. Non far cadere l'apparecchio. Non è antirullo.
5. Non cercare di sterilizzarlo con calore. Non bollito.
6. Non esporre ai raggi del sole e non conservarlo in prossimità di fonti di calore.
7. Non piegare né mordere.
7. Non cercare di smontarlo eccetto per sostituire la batteria.
7. La lettura della misurazione può essere incorretta se la temperatura corporea è inferiore alla temperatura ambiente.

SIMBOLI NORMALIZZATI

- Attenzione: Leggere le istruzioni di funzionamento per l'uso!
- Parte applicata di tipo BF
- Smaltimento secondo Direttiva 2002/96/EC (WEEE)
- Conforme a Direttiva Europea su Apparecchiature Medicali (93/42/EEC) emendata da requisiti Direttiva 2007/47/EC. Corpo notificato 0434: Det Norske Veritas Certification AS
- CE 0434 LOT SN EC REP
- Conformità con la Direttiva 2002/96/WE (W sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego WEEE) Zgodność z Europejską dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych (93/42/EEC) oraz zmianami wprowadzonymi dyrektywą 2007/47/WE. Jednostka notyfikowana 0434: Det Norske Veritas Certification AS
- Kod parti Numer serjny Nazwa i adres producenta Autoryzowany przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej

3.6 Po zmierzeniu temperatury włącz termometr poprzez naciśnięcie przycisku włącznika. Jeżeli termometr nie zostanie włączony, wylczy się automatycznie po ok. 9 minutach, dzięki czemu oszczędza się energię elektryczną. Przy kolejnym pomiarze należy powtórzyć wszystkie, wyjącione czynności.

4. Wymiana baterii

Gdy na wyświetlaczu pojawi się migający symbol ■ baterii, należy wymienić baterię na nową.

4.1 Zsuń pokrywy kieszonki na baterię.

4.2 Podwójdź w wyjmij baterię przy pomocy spiczasto zakończonego przedmiotu (końcówka nie może być z metalem).

4.3 Włóż nową baterię alkaliczną typu LR41 lub podobną.

4.4 Sprawdź, czy włożłeś baterię symbolu (+) ku górze.

4.5 Starannie zamknij pokrywę kieszonki na baterię.

4.6 Zużytą baterię należy odłożyć w miejscu niedostępne dla małych dzieci. Usuń od odpowiedniego pojemnika na zużytą baterię.

5. Jak korzystać z termometru

Podczas mierzenia temperatury należy toczyć w jednym miejscu ciała przez cały czas danego pomiaru. Bez względu na wybór sposobu należy po 15 minut przed pomiarem jeść, pić, palić tytoniu, wykonywać wysiłek fizyczny, kąpać się lub korzystać z prysznicy.

POMIAR W ODBYCIE

Najczęściej stosuje się w niemowląt i małych dzieci lub, gdy pomiar w ustach lub pod pachą jest utrudniony lub niemożliwy.

1. Załóż nakładkę na końcówkę termometru. Aby można było łatwiej wprowadzić do odbytu, posmaruj żellem, który można zmieć wodą. Nie stosuj żelu benzynowego.

2. Ostrożnie wprowadź końcówkę termometru do odbytu na głębokość NIE WIĘKSZA niż 1cm. Jeżeli poczujesz opór, nie wprowadzaj końcówki głębiej. Podczas pomiaru trzymaj termometr nieruchomo.

3. Gdy termometr odczyta najwyższą temperaturę (po ok. 10-15 sekundach), usłyszysz czerwokrotny sygnał, a oznaczenie °C lub °F przestanie migać. Można teraz odczytać wynik pomiaru, który nie ulegnie zmianie nawet po wyjęciu termometru z odbytu. Należy pamiętać, że wynik pomiaru przy tym sposobie jest wyższy o 0.5-1°C niż przy pomiarze w ustach.

POMIAR W USTACH

1. Załóż nakładkę na końcówkę termometru.

2. Umieść starannie końcówkę termometru pod językem. Aby wynik był dokładny należy podczas pomiaru mieć zamknięte usta. Należy uwazać, aby nie zgryźć termometru.

3. Gdy termometr odczyta najwyższą temperaturę (po ok. 10-15 sekundach), usłyszysz czerwokrotny sygnał, a oznaczenie °C lub °F przestanie migać. Można teraz odczytać wynik pomiaru, który nie ulegnie zmianie nawet po wyjęciu termometru z ust.

POMIAR POD PACHĄ

Sposób często stosowany w niemowląt i małych dzieci. Wynik nie jest tak dokładny jak przy innych sposobach pomiaru. Pomiar trwa dłużej.

1. Wytrzyj rękękiem skórę pod pachą.

2. Załóż nakładkę na końcówkę termometru. Umieść starannie końcówkę termometru pod pachą.

Gdy termometr odczyta najwyższą temperaturę (wykoleje po 30 sekundach, czasem dłużej), usłyszysz czerwokrotny sygnał, a oznaczenie °C lub °F przestanie migać. Można teraz odczytać wynik pomiaru, który nie ulegnie zmianie nawet po wyjęciu termometru z pod pachy.

3. Jeżeli będzie się zmieściło temperatura przez 10 minut bez przerwy, ignorując sygnał dźwiękowy, otrzyma się wynik zbliżony do wyniku pomiaru w ustach.

CZYSZCZENIE TERMOMETRU

1. Przed i po każdym użyciu przełącz termometr 70% spirytusem.

2. Przed przezmywaniem czasie mierzenia temperatury zaleca się stosowanie nakładki.